


The difference makes it happen.

Anneau gastrique MiniMizer Extra

MiniMIZER
EXTRA







MiniMIZER EXTRA

Des oeillets de fixation flexibles pour éviter une dislocation de l'anneau.

Les différences importantes:

- 1 fixation directe, aucune nécessité de plicature: **glissement réduit**
- 2 deux niveaux variables: **moins d'ajustements post-opératoire**
- 3 compartiment interne intégré dans l'anneau: **remplissage concentrique et précis du rétrécissement**



Premier niveau de calibre 10.5 cm (\varnothing 31 mm)
Deuxième niveau de calibre 9.75 cm (\varnothing 26 mm)

Remplissage concentrique et précis du rétrécissement



MiniMIZER EXTRA



- 4 anneau gastrique préformé
mise en place facile et fiable
- 5 small port (ø 13 mm)
mise en place au niveau du sternum
- 6 medium port (ø 18 mm)
mise en place au niveau de l'arc costal ou rectus



port small




port medium



The difference makes it happen.
Anneau gastrique MiniMizer Extra



fixation directe,
aucune nécessité
de plicature



MiniMIZER[®]
EXTRA

MiniMIZER EXTRA



with loops



 **HOSPI MEDICAL**

Bariatric Solutions

Hospimedical GmbH
Gewerbegebiet Egelsee
CH - 8259 Kaltenbach

Phone: +41 - 52 741 - 65 00

Fax: +41 - 52 741 - 65 02

info@hospimedical.com

www.hospimedical.com