

# The difference makes it happen.

Anneau gastrique MiniMizer Extra

**Mini**MIZER  
EXTRA




 **BARIATRIC  
SOLUTIONS**

The difference makes it happen.


Anneau gastrique MiniMizer Extra



fixation directe,  
aucune nécessité  
de plicature



*Mini*MIZER®  
EXTRA





# MiniMIZER EXTRA

Des oeillets de fixation flexibles pour éviter une dislocation de l'anneau.

Les différences importantes:

- 1 fixation directe, aucune nécessité de plicature: **glissement réduit**
- 2 deux niveaux variables: **moins d'ajustements post-opératoire**
- 3 compartiment interne intégré dans l'anneau: **remplissage concentrique et précis du rétrécissement**



Premier niveau de calibre 10.5 cm ( $\phi$  31 mm)  
Deuxième niveau de calibre 9.75 cm ( $\phi$  26 mm)

Remplissage concentrique et précis du rétrécissement



# MiniMIZER EXTRA



- 4 anneau gastrique préformé  
mise en place facile et fiable
- 5 small port (ø 13 mm)  
mise en place au niveau du sternum
- 6 medium port (ø 18 mm)  
mise en place au niveau de l'arc costal ou rectus



port small



port medium



# MiniMIZER EXTRA



with loops



 **BARIATRIC  
SOLUTIONS**

Bariatric Solutions GmbH  
Kaltenbacherstr. 24  
CH - 8260 Stein am Rhein

Phone: +41 - 52 741 - 65 00  
Fax: +41 - 52 741 - 65 02  
info@bariatric-solutions.com  
www.bariatric-solutions.com