

Der Unterschied macht es möglich.

MiniMizer Extra Magenband

MiniMIZER
EXTRA





Der Unterschied macht es möglich.
MiniMizer Extra Magenband



MiniMIZER®
EXTRA

Fixation ohne
Plikation.






MiniMIZER EXTRA

elastische Halteösen gegen Banddislokation

Die wichtigsten Unterschiede:

- 1 direkte Fixation ohne Plikation:
reduziert Slipping
- 2 zwei Verschlusspositionen:
weniger postoperative Adjustments
- 3 innenliegendes Outlet:
präzise und konzentrische Füllung



erste Verschlussstufe 10.5 cm (ø 31 mm)
zweite Verschlussstufe 9.75 cm (ø 26 mm)

präzise und konzentrische Füllung



MiniMIZER EXTRA



- 4 vorgeformtes Magenband
einfache Positionierung
- 5 kleiner Port (ø 13 mm)
zur sub-xyphoidalen Plazierung
- 6 großer Port (ø 18 mm)
zur sub-costalen Plazierung



MiniMIZER EXTRA



with loops



 **BARIATRIC
SOLUTIONS**

Bariatric Solutions GmbH
Kaltenbacherstr. 24
CH - 8260 Stein am Rhein

Phone: +41 - 52 741 - 65 00
Fax: +41 - 52 741 - 65 02
info@bariatric-solutions.com
www.bariatric-solutions.com