

La diferencia lo hace posible.

Banda Gástrica MiniMizer Extra

MiniMIZER
EXTRA




La diferencia lo hace posible.


Banda Gástrica MiniMizer Extra



*Mini*MIZER[®]
EXTRA

Fijación sin
necesidad de
plicación.






MiniMIZER EXTRA

Lazo elástico que evita la movilización de la banda

Principales diferencias:

- 1 Fijación directa sin plicación:
reducción de los deslizamientos
- 2 Dos posiciones de cierre:
reduce los ajustes postoperatorios
- 3 Compartimiento interior
integrado en la banda:
llenado preciso y concéntrico



Primera posición de cierre: 10.5 cm (∅ 31 mm)
Segunda posición de cierre: 9.75 cm (∅ 26 mm)

Llenado preciso y concéntrico



MiniMIZER EXTRA



- 4 Banda gástrica pre-formada para un fácil posicionamiento
- 5 Puerto pequeño (ϕ 13 mm) para colocación xifoidea
- 6 Puerto medio (ϕ 18 mm) para colocación sub-costal o vaina de los rectos



puerto pequeño



puerto medio



MiniMIZER EXTRA



con oiales



 **BARIATRIC
SOLUTIONS**

Bariatric Solutions GmbH
Kaltenbacherstr. 24
CH - 8260 Stein am Rhein

Teléfono: +41 - 52 741 - 65 00
Fax: +41 - 52 741 - 65 02
info@bariatric-solutions.com
www.bariatric-solutions.com