



Ta różnica sprawi, że to się uda.

Opaska żołądkowa MiniMizer Extra

MiniMIZER
EXTRA







MiniMIZER EXTRA

Podstawowe różnice:

- 1 bezpośrednio mocowanie bez pofaldowania:
zmniejszone ześlizgiwanie się
- 2 dwa stopnie zamknięcia:
mniej dopasowań po operacjach
- 3 część wewnętrzna jest połączona w całość z taśmą:
wypełnienie precyzyjne i koncentryczne

Elastyczne oczka zabezpieczające opaski przed przesuwaniem się



pierwszy stopień zamknięcia 10.5 cm (ø 31 mm)
drugi stopień zamknięcia 9.75 cm (ø 26 mm)

wypełnienie precyzyjne i koncentryczne



MiniMIZER EXTRA



- 4 opaska żołądkowa uformowana fabrycznie
co ułatwia jej ułożenie
- 5 mały port (ø 13 mm)
do umieszczania poniżej wyrostka mieczykowatego
- 6 średni port (ø 18 mm)
do umieszczania poniżej łuku żebrowego




Ta różnica sprawi, że to się uda.

Opaska żołądkowa MiniMizer Extra



MiniMIZER[®]
EXTRA

Mocowanie bez
pofałdowania.



MiniMIZER EXTRA



with loops



 **HOSPI MEDICAL**

Bariatric Solutions

Hospimedical GmbH
Gewerbegebiet Egelsee
CH - 8259 Kaltenbach

Phone: +41 - 52 741 - 65 00
Faks: +41 - 52 741 - 65 02
info@hospimedical.com
www.hospimedical.com